




关注微信号: ynzehao

关注QQ号: 4008700545



品编号	MA0151	MA0152	MA0153
产品名称	<b>RIPA 裂解液(强)</b>	<b>RIPA 裂解液(中)</b>	<b>RIPA 裂解液(弱)</b>
有效裂解成分	1% Triton X-100 1%脱氧胆酸钠 0.1% SDS	1% NP-40, 0.5%脱氧胆酸钠 0.1% SDS	1% NP-40, 0.25%脱氧胆酸钠
裂解强度	强	中	温和
含蛋白酶抑制剂	是	是	是
含磷酸酯酶抑制剂	是	是	是
主要用途	WB, IP	WB, IP	WB, IP, co-IP

## 第一步-----样品抽提与制备/蛋白酶抑制剂

货号	产品名称	描述	规格	单位	促销价	品牌
MA0151	<b>RIPA 裂解液(强)</b>	传统的细胞组织快速裂解液。裂解得到的蛋白样品可以用于常规的 Western、IP 等。使用前需加入蛋白酶抑制剂如 PMSF 或者根据需要再加入亮抑蛋白酶肽 (leupeptin), 抑肽酶 (Aprotinin)等其它抑制剂。 <b>需自备 PMSF</b>	100ml	瓶	电询	美仑生物 品牌科研 价值无限
MA0152	<b>RIPA 裂解液(中)</b>		100ml	瓶	电询	
MA0153	<b>RIPA 裂解液(弱)</b>		100ml	瓶	电询	
MA0156	<b>NP-40 裂解液</b>	主要成分为 50mM Tris(pH7.4), 150mM NaCl, 1% NP-40 以及正钒酸钠, EDTA 等多种抑制剂温和裂解液	100ml 500ml	瓶	电询	
MB9900	<b>Western 及 IP 细胞裂解液</b> <b>需自备 PMSF</b>	在非变性条件下裂解细胞的裂解液,主要成分为 20mMTris (pH7.5), 150mMNaCl, 1% Triton X-100, 以及正钒酸钠, β-glycerophosphate, EDTA, Na3VO4, leupeptin 等抑制剂,	100ml	瓶	电询	
MA0211	<b>细胞核蛋白/浆蛋白抽提试剂盒</b>	简单、方便的从培养细胞或新鲜组织中抽提核蛋白与浆蛋白的方法。抽提得到的蛋白为非变性, 有活性, 用于 WB、EMSA 等	50 次	盒	电询	
MA0165	<b>红细胞裂解液(无菌)</b>	用于经酶消化分散的组织细胞的分离纯化, 淋巴细胞的分离纯化以及组织细胞蛋白与核酸提取等实验中红细胞的去除。	100ml	瓶	电询	
MA0207	<b>红细胞裂解液(10X)</b>		100ml	瓶		
MA0001	<b>PMSF(100mM) 蛋白酶抑制剂</b>	<b>苯甲基磺酰氨 蛋白酶抑制剂</b> , 用于胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶的抑制剂, 100 mM 贮存液即用即配, 含粉末和配制液 10ml。	10ml	瓶	电询	
MB2641	<b>Sodium orthovanadate 正钒酸钠</b>	<b>磷酸酯酶抑制剂</b> , 可以抑制 Na <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> ATPase 等 ATPase。常用于抑制蛋白去磷酸化或促进蛋白的磷酸化激活, 在提取细胞或组织蛋白时常用于保持蛋白的磷酸化状态	25g	瓶	电询	
MA0008	<b>即用型 PBS 粉剂</b>	1 袋可配制 2L, 溶解后 pH 在 7.2-7.4 之间, 无悬浮沉淀	可配置 2L	袋	电询	
MB2678	<b>蛋白酶抑制剂 Cocktail</b>	不含 EDTA, 100X DMSO 储液, 6 种广谱蛋白酶抑制剂的混合物	1ml	瓶	电询	
MB0034	<b>蛋白磷酸酶抑制剂复合物 II 10x</b>	抑制酪氨酸、丝氨酸、苏氨酸以及 PP1、PP2A 磷酸酶的活性	1ml	瓶	电询	
MB12707	<b>蛋白磷酸酶抑制剂复合物 I (100x)</b>	可广泛抑制蛋白提取物中的蛋白酪氨酸磷酸酶、碱性磷酸酶和酸性磷酸酶等	1ml	瓶	电询	
G6521	<b>Protease Inhibitor Cocktail, 50X 蛋白酶抑制剂混合物</b>	<b>蛋白酶抑制剂混合物, 50 X</b> 是针对不同靶标蛋白酶的六种不同蛋白酶抑制剂的混合物。该产品以冻干的形式提供, 可用 100% 乙醇或 DMSO 重悬。	1ml	瓶	电询	Promega
04906845001 04906837001	<b>PhosStop™ 磷酸酶抑制剂 铝箔包装</b>	广泛抑制蛋白去磷酸化; 也可有效持续抑制包括酸性和碱性磷酸酶、丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶和酪氨酸蛋白磷酸酶在内的多种磷酸酶	10 片 20 片 10ml/片	PK	电询	Roche

云南泽浩商贸有限公司 Promega / BI / Stemcell / Peptotech / Proteintech / 美仑 / 海狸 等---云南总代理

免费订货热线及企业 QQ 服务号: 400-8700-545 邮箱: admin@kmzehao.com

公司网站: <http://www.kmzehao.com>

# 蛋白定量

本促销单所有碧云天品牌产品单次购买金额不足 600 需加 20 元运费

货号	产品名称	规格	单位	特价	品牌	
P0010S P0010 P0009	<b>BCA 蛋白浓度测定试剂盒(增强型)</b> ，可以兼容样品中高达 5% 的 SDS、Triton X-100、Tween 20,60,80。检测浓度下限达到 10µg/ml，最小检测蛋白量达到 0.2µg。	200 次微孔板 500 次微孔板 5000 次微孔板	1kit	电询	碧云天 Beyotime	
MA0082	<b>BCA 蛋白定量/浓度测定试剂盒</b> 微孔板法的检测范围为 25-1000 µg/ml 最常用，灵敏度高，与 Bradford 法相比，可以兼容样品中高达 5% 的 SDS、Triton X-100、Tween 20,60,80	200 次微孔板 500 次微孔板 5000 次微孔板	1kit	电询	美仑生物 品质深耕 价值臻选	
MA0081	<b>Bradford 蛋白定量测定试剂盒</b> 考马斯亮蓝染色法，该方法测定蛋白浓度不受绝大部分样品中的化学物质的影响，如蛋白还原类物质 DTT、β-巯基乙醇等	1000T	1kit	电询		
MB2575	<b>福林酚</b> 常用于 Lowry 方法进行总蛋白定量	100ml	瓶	电询		
MA0143	<b>5×考马斯亮蓝 G-250</b> 蛋白定量用	100ml	瓶	电询		
MA0067	<b>牛血清白蛋白溶液 0.5mg/ml</b>	可用于蛋白浓度测定时绘制	0.5ml / 支	支		电询
MA0111	<b>牛血清白蛋白溶液 20mg/ml</b>	标准曲线的蛋白标准	0.25ml / 支	支		电询



## 样品浓缩、脱盐、更换缓冲液

在组织、细胞的破碎机抽提过程中，蛋白样品往往被稀释，而且带有高盐成分，使其不能直接用于 WB 分析，所以您需要超滤来处理蛋白样品。

选择小软件，敬请咨询



货号	产品名称	规格	处理量	优惠价
UFC5003	<b>离心超滤管 Amicon Ultra-0.5</b> 适合 1.5ml 离心机转子	单个购买	<b>0.5ml</b>	电询
倒转离心回收样品	Amicon Ultra-0.5 按整包装购买特价 30K 以上价格不同；分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电询
		96 个/盒	15-20ul	电询
UFC8003	<b>离心超滤管 Amicon Ultra-4</b> 适合 15ml 离心机转子	单个购买	<b>4ml</b>	电询
吸头回收样品	Amicon Ultra-4 离心超滤系统按整包装购买特价 分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电询
		96 个/盒	15-70ul	电询
UFC9005	<b>离心超滤管 Amicon Ultra-15</b> 适合 50ml 离心机转子	单个购买	<b>15ml</b>	电询
吸头回收样品	Amicon Ultra-15 离心超滤系统按整包装购买特价 分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电询
		96 个/盒	200ul	电询
MD34-3.5	<b>USA 透析袋</b> 直径 27、36 mm 可选	(MW):3500	5 米/卷	电询
MD34-7	<b>USA 透析袋</b> 直径 27mm	(MW):7000	5 米/卷	电询
MD34-8	<b>USA 透析袋</b> 直径:21mm、27mm、36mm 可选	8000-14000	5 米/卷	电询
TXJ-5cm	<b>国产透析夹</b> 长度 4、6、8cm 可选		个	电询



## 超滤管应用领域

- 病毒和噬菌体的浓缩
- 核酸纯化、浓缩及脱盐
- 未结合标记物的去除
- 抗体的快速浓缩
- 样品中去垢剂的去除
- 酶的浓缩、脱盐
- 双向电泳样品的制备
- 尿液的浓缩

## 第二步-----电泳和转膜、封闭

## SDS-PAGE 电泳

货号	产品名称	描述	规格	单位	促销	品牌
MA0240	<b>Meilun 蛋白预制胶 10 孔</b>	浓度 8%,10%,12%,4-12%,4-20%,8-16%	10 片/包	包	电询	SDS-PAGE 电泳
MA0238	<b>SDS-PAGE HEPES</b>	预制胶专用电泳缓冲液(20×)	100ml	瓶	电询	
MA0239	<b>Native-PAGE HEPES</b>	预制胶专用电泳缓冲液(20×)	100ml	瓶	电询	
MA0159	<b>SDS-PAGE 凝胶快速配制试剂盒</b>	用户只需自备制胶器具和蒸馏水，即可制备高质量各种浓度的变性 PAGE 凝胶	30-50 块胶	盒	电询	
MA0071	<b>30% Acr-Bis (29:1)</b>	丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(29:1)溶液(30%)	500ML	瓶	电询	
MA0072	<b>40% Acr-Bis (29:1)</b>	丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(29:1)溶液(40%)	500ML	瓶	电询	
MA0073	<b>40% Acr-Bis (19:1)</b>	丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(19:1)溶液(40%)	500ML	瓶	电询	
MA0074	<b>40% Acr-Bis (37.5:1)</b>	丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(37.5:1)溶液(40%)	500ML	瓶	电询	
MB0667	<b>过硫酸铵(APS)</b>	使丙烯酰胺及甲叉丙烯酰胺聚合	100g	瓶	电询	
MA0048	<b>4X0.5M Tris-HCl, pH6.8</b>	采用进口 Tris、浓盐酸配制而成，常用于蛋白	250ml	瓶	电询	
MA0049	<b>4X1.5M Tris-HCl, pH8.8</b>	质电泳制胶用缓冲液。	250ml	瓶	电询	



## 电泳和转膜、封闭等其他辅助试剂、耗材、配件

货号	产品名称	描述	规格	单位	促销	品牌	
MA0169	10% SDS	可以用于 SDS-PAGE、细菌碱裂解等	100ml	瓶	电询	 SDS-PAGE 电泳	
MA0076	10 x Tris-Tricine 电泳缓冲液	是小分子蛋白电泳常用的电泳缓冲液	500ml	瓶	电询		
MA0077	10 x Tris-Tricine-SDS buffer	是小分子蛋白电泳常用的电泳缓冲液 含 SDS	500ml	瓶	电询		
MA0012	10X 蛋白电泳缓冲液	用于 SDS-PAGE 时的电泳缓冲液, 可以反复用 1-2 次	500ml	瓶	电询		
MA0002-D	2×蛋白上样缓冲液(含 DTT)	主要成份为 SDS, DTT, 溴酚蓝, 缓冲盐溶液等, 不含剧毒的巯基乙醇	5ml	瓶	电询		
MA0003-D	5×蛋白上样缓冲液(含 DTT)		5ml	瓶	电询		
MA0056	考马斯亮蓝染色溶液 2 x	以考马斯亮蓝 R250 为染料, 蛋白电泳胶的常规染色, 或 Western 转膜后 PAGE 胶上残余蛋白的检测	250ml	瓶	电询		
MA0055	考马斯亮蓝脱色液	用于常规以考马斯亮蓝 R250 为染料的蛋白电泳胶的脱色	500ml	瓶	电询		
MA0163	考马斯亮蓝染色套装	染色液 100ML+脱色液 500ML 以考马斯亮蓝 R250 为染料	1 套	套	电询		
MB9905	Western 半干法转膜液	(粉剂, 1X 配 1L 溶液), 安全无毒转膜液, 没有使用剧毒的甲醇, 也没有使用其它的有毒试剂。不需要调节 pH 值	1L	瓶	电询		转膜  
MB9906	Western 湿转转膜液		1L	瓶	电询		
MA0094	蛋白转移缓冲液 (10x)	蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液	500ml	瓶	电询		
MA0141	20 x TBS 浓缩液	清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体	500ml	瓶	电询		
MA0091	10 X TBST 缓冲液	pH 7.5, 用于清洗 WB 中蛋白印迹膜, 或者配制封闭液	400ml	瓶	电询		
MA0063	丽春红染色液 1X	猩红, 可逆染色, 检测转膜效率	120ml	瓶	电询		
MA0181	蛋白印迹膜再生液	洗脱一抗二抗, 用于 WB 中转移了蛋白的膜的重复利用	100ml	瓶	电询		
MB9881	Western 一抗稀释液	稀释后的一抗可以在 4℃ 保存和使用不少于六个月, 可以反复多次使用	100ML	瓶	电询	封闭  	
MB9888	Western 二抗稀释液	稀释后二抗可以在 1-2 周内重复使用 3-5 次。	100ML	瓶	电询		
MA0097	WB 脱脂奶粉封闭液	(1 x in TBST) 转移了蛋白样品的转印膜的封闭	400ml	瓶	电询		
MA0100	WB 牛血清白蛋白封闭液	(1 x in TBST) 降低背景, 增强信噪比	400ml	瓶	电询		
MH0530	抗体孵育盒单格, 透明连盖	长 8.4cm 宽 5.8cm 高 3.3cm, 密封好, 四度过夜不易蒸发	2 个/包	包	电询		
MH0532	抗体孵育盒五格, 透明连盖	长 17.2cm 宽 10cm 高 2.6cm, 每格独立, 格间互不渗漏	1	个	电询		
MB4219	BSA 牛血清白蛋白	Purity>98%, 分子生物学级, 组分 V 组分五封闭用	100g	瓶	电询		
GC0019	脱脂奶粉	封闭用	400g	包	电询		
MB9868	预染彩虹蛋白 marker	分子量范围为 11kD-180kD	250ul (50T)	支	电询		
MB9869	预染彩虹蛋白 marker	分子量范围为 11KD-245kD	250ul (50T)	支	电询		
26616 26617	预染彩色蛋白 marker	10-180kDa 可用于 50-100 个凝胶泳道, 5-10μl/泳道 10 bands (10, 15, 25, 35, 40, 55, 70, 100, 130, 180 kDa)	2x250 μl 10X250ul	PK	电询	检测  	
26625	预染彩色蛋白 marker	40-300kDa (40, 50, 70, 100, 130, 180, 250, 300 kDa)	2x250 μl	PK	电询		
HATF00010	Immobilon - NC 膜	混合纤维素酯转印卷膜	30×300	1 卷	电询	转印膜  	
IPVH00010	immobilon-P 疏水性	PVDF 膜原理为疏水作用, 蛋白吸附更强, 提高了检测的灵敏度。膜染色性能好抗溶剂能力强, 可做多轮杂交	26.5×375	1 卷	电询		
IPVH00010C	PVDF 转印卷膜 0.45um		15X13.25	1 片	电询		
ISEQ00010	immobilon-PSQ PVDF	<b>0.45 适用于免疫印迹、斑点印迹及蛋白&gt;20kDa</b>	26.5×375	1 卷	电询		
ISEQ00010C	转印卷膜 0.22um	<b>0.22 适用于分子量&lt;20Kda 蛋白的 Western</b>	15X13.25	1 片	电询		
MH0065	3MM 滤纸 Western 专用	Whatman 3030-704 贴牌 厚 0.34mm 27cm*1M/卷	27cm*1M	卷	电询	美仑	
170-3965	半干转用加厚滤纸	规格 7.5X10cm	60 片/盒	盒	电询		
170-3932	湿转用厚滤纸	规格 7.5X10cm	50 片/盒	盒	电询		
165-3354	Mini-PROTEAN Comb 梳子	0.75mm 10 孔梳子 33ul 上样量	5 把/包	包	电询	配件  	
165-3355		0.75mm 15 孔梳子 20ul 上样量					
165-3359		1.0mm 10 孔梳子 44ul 上样量					
165-3360		1.0mm 15 孔梳子 26ul 上样量					
165-3310	Mini-ProteanPlates 带	边条外板 0.75mm 边条	5 片/包	包	电询		
165-3311	间隔条的厚玻璃板	边条外板 1.0mm 边条	5 片/包	包	电询		
165-3308	Short Plates 短玻璃板	7X10cm	5 片/包	包	电询		

# 第三步-----抗体孵育和检测



云南独家总代 一周到货，无果立退

一抗、二抗、内参、标签抗体首荐品牌

货号	产品名称		应用	报价	优惠价		
<b>各种一抗</b> 促销至 18.9.30	敬请咨询 或登录 <a href="http://www.ptglab.com/">http://www.ptglab.com/</a> 荣获 CiteAb 2016 年度最佳抗体验证开拓奖 被引用 SCI 文献已超过 20000 多篇.....		提供专刊: CD 分子相关、凋亡相关、自噬相关、肿瘤相关、干细胞相关等	电询	电询		
SA00001-1	<b>HRP- Goat Anti-Mouse IgG (H+L)二抗</b>		<b>ELISA,WB,IHC/ICC</b> 更多种属二抗、更多酶标二抗 (HRP、AP、Biotin)、更多荧光素标记二抗 (红色、绿色、蓝色) 敬请咨询....	电询	电询		
SA00001-2	<b>HRP- Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)二抗</b>						
SA00001-4	<b>HRP- Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) 二抗</b>						
SA00001-15	<b>HRP-Goat Anti-Rat IgG (H+L) 二抗</b>						
60008-1-Ig 66009-1-Ig 20536-1-AP	鼠单抗 鼠单抗 兔多抗	<b>Beta-actin 内参抗体</b> 分子量 43kDa ,适用胞浆和全细胞	WB 稀释比 1:2000-1:20000 WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:500-1:5000	电询	电询		
60004-1-Ig 10494-1-AP	鼠单抗 兔多抗	<b>GAPDH 内参抗体</b> 分子量 30-40kDa	WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:2000-1:20000				
66031-1-Ig 11224-1-AP	鼠单抗 兔多抗	<b>tubulin-Alpha 内参抗体</b> 分子量 55kDa	WB 稀释比 1:2000-1:10000 WB 稀释比 1:500-1:5000				
66005-1-Ig 10001-0-AP	鼠单抗 兔多抗	<b>6*His tag 标签抗体</b> 应用范围: WB,IP,ELISA	WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:1000-1:5000				
66001-1-Ig 10000-0-AP	鼠单抗 兔多抗	<b>GST tag 标签抗体</b> 应用范围: WB,IP,ELISA	WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:1000-1:5000				
<b>HRP 标记内参、标签抗体</b>	鼠单抗	<b>HRP 标记 Beta-actin、GAPDH、 tubulin-Alpha 内参抗体</b> <b>HRP 标记 GST tag、GFP tag、6*His tag 标签抗体</b>				电询	电询

以上内参和标签抗体均可提供 HRP 直接标记的, 另可提供多个品牌抗体敬请咨询! 可告知抗体的条件帮查询适合的产品!




## 化学发光底物

货号	产品名称	规格	单位	特价	品牌
MA0186	<b>Meilunbio® 飞克特超敏 ECL 发光液</b> 高灵敏, 检测达中飞克 fg 级别 $10^{-15}$ 克, 发光信号强烈持久, 信噪比高, 条带清晰, 抗淬灭能力强, 可重复曝光	100ml 500ml	1 套	电询	美仑生物 品质深研 价值臻选
WBKLS0100 WBKLS0500	<b>Immobilon Western HRP 化学发光底物</b>	100ml 500ml	1 套	电询	M MERCK MILLIPORE

## 显色、显影等其他辅助试剂

货号	产品名称	规格	包装	特价	品牌
XBT-1	<b>医用 X 射线胶片 12.7X17.8cm</b>	5X7in 100 片/盒	1 盒	电询	柯达 Carestream
GC010A	<b>曝光暗盒</b>	5X7in / 8X10in 可选	1 个	电询	国产
S3841	<b>WesternBlue BCIP/NBT</b>	AP 显色底物	100ml	电询	Promega
MA0201	<b>DAB 显色试剂盒(20×)</b>	HRP 显色底物	3ml	电询	美仑生物 品质深研 价值臻选
MA0202	<b>增强型 DAB 显色试剂盒(20×)</b>	1:1 混合使用, 膜显色	3ml		
MA0101	<b>显影粉</b> 配 250ml 工作液	2-8℃ 保存, 一年有效	1 包	电询	
MA0102	<b>定影粉</b> 配 250ml 工作液		1 包	电询	
GC210	<b>显影液定影液套装</b>	含显影定影各 20L	套	电询	乐凯



云南泽浩商贸有限公司 Promega / BI / Stemcell / Peprotech / Proteintech / 美仑 / 海狸 等---云南总代理

电话: 0871-65100545、65100597 免费订货热线及企业 QQ 服务号: 400-8700-545

邮箱: admin@kmzehao.com 公司网站: <http://www.kmzehao.com>



关注微信号: ynzehao



关注 QQ 号: 4008700545